


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Hp1 알파/Cbx5 토끼 단일클론 항체 - P45973

품목 번호: CM0010417



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용 인간 HP1 알파/CBX5 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 표적을 검출합니다. 이질염색질 및 후성유전학 연구에 적합합니다. P45973.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HP1 알파/CBX5 토끼 mAb
비고/별칭	HP1; HP1A; HEL25; HP1 알파/CBX5
종	인간
GeneID (인간)	23468
GeneID	23468
면역원	합성 펩타이드 인간 HP1 알파/CBX5(P45973)의 아미노산 92-191 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P45973
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩