


Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P45973

품목 번호: CM0018072



소개

HP1 alpha/CBX5를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에 적용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트의 HP1 alpha(후성유전적 억제에 관여하는 헤테로크로마틴 단백질)를 인식합니다. 염색질 및 중심질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
비고/별칭	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
종	인간
GeneID (Human)	23468
GeneID	23468
면역원	인간 HP1 alpha/CBX5 (NP_001120794.1)의 아미노산 1-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45973
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백