

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 단일클론 항체 - Q13185

품목 번호: CM0009698



소개

인간 HP1 gamma/CBX3에 대한 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HP1 gamma/CBX3 토끼 mAb
비고/별칭	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
종	인간
GeneID (인간)	11335
GeneID	11335
면역원	인간 HP1 gamma/CBX3(NP_057671.2)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13185
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩