

Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q13185

품목 번호: CM0024008



소개

인간, 마우스 및 쥐 샘플의 WB, IHC-P 및 ELISA에서 신뢰할 수 있는 검출을 위한 고품질 인간 HP1 gamma/CBX3 (HECH, HP1-GAMMA) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 후성유전학 및 이질염색질(heterochromatin) 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HP1 gamma/CBX3 토끼 pAb
비고/별칭	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
종	인간
유전자 ID	11335
면역원	인간 HP1 gamma/CBX3(NP_009207.2)의 1-183 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13185
단백질 무게	21kDa
배송	아이스팩