

Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13185

품목 번호: CM0023189



소개

HP1 gamma/CBX3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐를 인식합니다. 분자량: 21kDa. 이질염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] HP1 gamma/CBX3 Rabbit pAb
비고/별칭	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; X3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	11335
GeneID	11335
면역원	제조항 단백질: 인간 HP1 gamma/CBX3 (NP_009207.2)의 아미노산 1-183에 상응하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13185
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백