

Anti-Hp1Bp3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

품목 번호: CM0014687



소개

HP1BP3 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포 증식과 염색질 응축의 조절자인 헤테로크로마틴 단백질 1-결합 단백질 3을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HP1BP3 Rabbit pAb
비고/별칭	HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3
종	인간
GeneID	50809
면역원	인간 HP1BP3 (NP_057371.2)의 아미노산 1-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5SSJ5
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백