


## Wb, Elisa용 Anti-Hpcal1 폴리클로날 항체 - P37235

품목 번호: CM0018472



### 소개

HPCAL1 Rabbit pAb (P37235)은 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 칼슘 결합 단백질 및 시각 신호 전달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | HPCAL1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1                                    |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                     |
| Gene ID (Human)          | 3241                                                           |
| Gene ID                  | 3241                                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 HPCAL1 (NP_002140.2)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                    |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)                              |
| SWISS                    | P37235                                                         |
| 단백질 분자량                  | 22kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                                 |