


Wb, Ip, Elisa용 항-Hpcal1 토끼 다클론 항체 - P37235

품목 번호: CM0023663



소개

인간 HPCAL1(히포칼신 유사 단백질 1)에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 표적 크기는 약 22 kDa입니다. 칼슘 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HPCAL1 토끼 pAb
비고/별칭	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
종	인간
유전자 ID	3241
면역원	인간 HPCAL1 (NP_002140.2)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37235
단백질 분자량	22kDa
배송 방법	아이스백