

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hpd Rabbit Polyclonal Antibody - P32754

품목 번호: CM0030725



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 HPD(4-하이드록시페닐피루브산 디옥시게나제)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응이 확인되었습니다. 티로신 대사 및 대사 장애 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HPD Rabbit pAb
비고/별칭	PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD
종	인간
유전자 ID (인간)	3242
유전자 ID	3242
면역원	재조합 단백질 인간 HPD (NP_002141.1)의 아미노산 1-393에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32754
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백