


Wb, Elisa용 항-Hprt1 다클론 항체 - P00492

품목 번호: CM0018828



소개

인간 HPRT1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 나타냅니다. 퓨린 회수 경로, 레슈-니한 증후군 및 통풍 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HPRT1 토끼 pAb
비고/별칭	HPRT; HGPRT; HPRT1
종	인간
GeneID (인간)	3251
GeneID	3251
면역원	재조합 단백질 인간 HPRT1(NP_000185.1)의 아미노산 1-218에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00492
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩