


Wb 및 Elisa용 Anti-Hprt1 토끼 단클론 항체 - P00492

품목 번호: CM0007845



소개

인간 HPRT1에 대한 고품질 토끼 단클론 항체, knockout 검증됨, WB 및 ELISA에 적합합니다. 퓨린 회수 경로 연구에 이상적입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] HPRT1 토끼 mAb
비고/별칭	HPRT; HGPRT; T1
종	인간
유전자 ID	3251
면역원	합성 펩타이드
소스	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P00492
단백질 중량	25kDa
배송	아이스백