


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hps4 폴리클론항체 - Q9Nqg7

품목 번호: CM0019869



소개

BLOC-3 복합체의 구성 요소인 HPS4에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 멜라노솜 생합성 및 허만스키-푸들락 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HPS4 Rabbit pAb
비고/별칭	LE; BLOC3S2; HPS4
종	인간
GeneID (인간)	89781
GeneID	89781
면역원	인간 HPS4 (NP_071364.4)의 아미노산 387-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQG7
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백