

Wb 및 Elisa용 Anti-Hr 다클론 항체 - O43593

품목 번호: CM0013745

소개

인체 HR 아미노산 200-480에 해당하는 재조합 단백질
면역원. WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 항-HR 다클론
항체; 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함. 히스톤 탈메틸화
및 모발 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HR 토끼 pAb
비고/별칭	AU; MUHH; ALUNC; HYPT4; MUHH1; HSA277165; HR
종	인간
GeneID (인간)	55806
GeneID	55806
면역원	인간 HR(NP_005135.2)의 아미노산 200-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43593
단백질 무게	127kDa
배송	아이스팩