


Wb, Elisa용 Anti-Hras 단일클론 항체 - P01112

품목 번호: CM0002508



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-HRAS 토끼 단일클론 항체로, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 가집니다.

Ras-MAPK 신호 전달, 세포 증식 및 암 생물학 연구에 이상적입니다. SWISS P01112.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRAS Rabbit mAb
비고/별칭	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3265
GeneID	3265
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P01112
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백(Ice bag)