


Wb, If/Icc, Elisa용 항Hras 다클론 항체 - P01112

품목 번호: CM0017052



소개

인간 HRAS(GTPase HRas, p21ras)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. Ras-MAPK 신호 전달 연구 및 종양 유전자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRAS 토끼 pAb
비고/별칭	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
종	인간
유전자 ID	3265
면역원	인간 HRAS(NP_005334.1)의 아미노산 1-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01112
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩