


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hras 폴리클로날 항체 - P01112

품목 번호: CM0029232



소개

사람 HRAS (p21ras)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. Ras-MAPK 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRAS Rabbit pAb
비고/별칭	CTLO; HAMS; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASID; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3265
GeneID	3265
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 HRAS (NP_203524.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P01112
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)