

Wb, Elisa용 Anti-Hrh1 폴리클로날 항체 - P35367

품목 번호: CM0013014



소개

인간 히스타민 H1 수용체(HRH1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 56kDa 단백질을 검출합니다. GPCR 신호 전달, GPCR 신호 전달, 알레르기 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRH1 Rabbit pAb
비고/별칭	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3269
유전자 ID	3269
면역원(Immunogen)	인간 HRH1 (NP_000852.1)의 아미노산 250-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P35367
단백질 크기(Protein Weight)	56kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)