


Wb 및 Elisa용 Anti-Hrpt2 / Cdc73 토끼 다클론 항체 - Q6P1J9

품목 번호: CM0018395



소개

인간 샘플의 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 HRPT2 / CDC73 토끼 다클론 항체입니다. 전사 및 Wnt 신호전달에 관여하는 종양 억제인자인 파라피브로민(parafibromin)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HRPT2 / CDC73 토끼 pAb
비고/별칭	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; Clorf28; HRPT2 / CDC73
종	인간
GeneID (인간)	79577
GeneID	79577
면역원	인간 HRPT2 / CDC73 (Q6P1J9)의 아미노산 435-505에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6P1J9
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백