

Anti-Hrpt2/Cdc73 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q6P1J9

품목 번호: CM0004857

소개

HRPT2/CDC73(Parafibromin)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. 인간, 마우스 및 래트에서 Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 세포 주기 진행에 관여하는 종양 억제자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HRPT2 / CDC73 Rabbit mAb
비고/별칭	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; Clorf28; HRPT2 / CDC73
종	인간
GeneID (인간)	79577
GeneID	79577
면역원	인간 HRPT2 / CDC73 (NP_078805.3)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6P1J9
단백질 무게	61 kDa
배송	아이스백