

Wb, Elisa용 Anti-Hs1Bp3 폴리클로날 항체 - Q53T59

품목 번호: CM0025026

소개

인간 HS1BP3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. IL-2 신호 전달의 잠재적 조절자입니다. 분자량 43 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HS1BP3 Rabbit pAb
비고/별칭	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
종	인간
GeneID	64342
면역원	인간 HS1BP3 (NP_071905.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q53T59
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백