

Anti-Hs3St3A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y663

품목 번호: CM0022546



소개

인간 HS3ST3A1에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 당생물학 및 HSV-1 침투 연구에 관여하는 헤파란 설페이트 3-O-설포트랜스퍼라제.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HS3ST3A1 Rabbit pAb
비고/별칭	3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1
종	인간
유전자 ID (인간)	9955
유전자 ID	9955
면역원	인간 HS3ST3A1 (NP_006033.1)의 아미노산 44-140 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y663
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백