

Wb용 Anti-Hsc70 상호작용 단백질 (Hip) 단클론 항체 - P50502

품목 번호: CM0008487

소개

WB 및 ELISA용 Anti-Hsc70 상호작용 단백질 (HIP) 토끼 단클론 항체. 인간 및 마우스 Hsp70의 세포질 보조 샤페론인 인간 및 마우스 ST13/HIP를 인식합니다. 41 kDa 단백질. UniProt P50502.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hsc70 상호작용 단백질 (HIP) 토끼 mAb
비고/별칭	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interacting protein (HIP)
종	인간
GeneID (인간)	6767
GeneID	6767
면역원	합성 펩타이드 인간 Hsc70 상호작용 단백질 (HIP) (P50502)의 아미노산 270-369 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50502
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩