

Anti-Hsc70-Interacting Protein (Hip) Rabbit Pab - P50502

품목 번호: CM0029145

소개

인간 Hsc70-interacting protein (HIP/ST13)을 인식하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏(WB) 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 샤페론 연구 및 단백질 폴딩 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hsc70-interacting protein (HIP) Rabbit pAb
비고/별칭	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interacting protein (HIP)
종	Human
GeneID (인간)	6767
GeneID	6767
면역원	인간 Hsc70-interacting protein (HIP) (NP_003923.2)의 아미노산 1-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P50502
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩