

Anti-Hsc70/Hspa8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P11142

품목 번호: CM0002936



소개

인간 Hsc70/HSPA8 (P11142)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 단백질 품질 관리, 자가포식 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Hsc70/HSPA8 Rabbit mAb
비고/별칭	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
종	인간
GeneID (인간)	3312
GeneID	3312
면역원	인간 Hsc70/HSPA8 (P11142)의 아미노산 547-646에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11142
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백