

Wb 및 Elisa용 Anti-Hscb 토끼 다클론 항체 - Q8Iwl3

품목 번호: CM0015659



소개

인간 HSCB(JAC1/HSC20)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 및 세포질 철-황 클러스터 조립, SDHB 삽입, 조혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSCB 토끼 pAb
비고/별칭	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
종	인간
유전자 ID(인간)	150274
유전자 ID	150274
면역원	재조합 단백질 인간 HSCB(NP_741999.3)의 아미노산 30-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IWL3
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩