

Wb, Elisa용 Anti-Hsd11B2 Rabbit Polyclonal Antibody - P80365

품목 번호: CM0027233

소개

인간 HSD11B2(11-베타-하이드록시스테로이드 탈수소효소 타입 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와 교차 반응합니다. 글루코코르티코이드 대사 및 미네랄코르티코이드 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 제품명     | HSD11B2 Rabbit pAb                                      |
| 비고/별칭   | AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2                |
| 종       | 인간                                                      |
| 유전자 ID  | 3291 (인간)                                               |
| 면역원     | 인간 HSD11B2 (NP_000187.3)의 아미노산 266-405를 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 원천      | 토끼                                                      |
| 범주      | 폴리클로날 항체                                                |
| 응용 분야   | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성  | 인간, 쥐                                                   |
| SWISS   | P80365                                                  |
| 단백질 분자량 | 44kDa                                                   |
| 배송      | 아이스백                                                    |