

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hsd17B1 다클론 항체 - P14061

품목 번호: CM0018620



소개

HSD17B1 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 랫드 HSD17B1(17 β -HSD1, 35kDa)을 인식합니다. 에스트로겐 생합성 및 스테로이드 대사 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSD17B1 토끼 pAb
비고/별칭	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
종	사람
유전자 ID (사람)	3292
유전자 ID	3292
면역원	사람 HSD17B1(NP_000404.2)의 아미노산 1-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P14061
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백