

Wb, Elisa용 Anti-Hsd17B13 Rabbit Monoclonal Antibody - Q7Z5P4

품목 번호: CM0003110



소개

인간 HSD17B13 (Gene ID: 345275)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 간 지질 대사 및 간 질환 연구에 이상적. SWISS: Q7Z5P4; 단백질 분자량: 34kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HSD17B13 Rabbit mAb
비고/별칭	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
종	인간
GeneID (Human)	345275
GeneID	345275
면역원	인간 HSD17B13 (NP_835236.2)의 아미노산 30-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z5P4
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백