

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hsd17B13 토끼 단일클론 항체 - Q7Z5P4

품목 번호: CM0012265



소개

사람 HSD17B13(Q7Z5P4)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에서 교차 반응성이 확인되었습니다. 간 지질 대사 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSD17B13 토끼 mAb
비고/별칭	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376
종	사람
GeneID (사람)	345275
GeneID	345275
면역원	제조합 단백질 사람 HSD17B13(NP_835236.2)의 아미노산 34-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q7Z5P4
단백질 분자량	34kDa
배송	얼음팩