

Anti-Hsd17B3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P37058

품목 번호: CM0025034

소개

인간 HSD17B3에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체, WB 및 ELISA용. 마우스 및 래트와 교차 반응. 안드로겐 생합성 및 관련 진단 응용 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSD17B3 Rabbit pAb
비고/별칭	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
종	인간
유전자 ID	3293
면역원	인간 HSD17B3 (NP_000188.1)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37058
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩