

Anti-Hsd17B7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P56937

품목 번호: CM0022981

소개

Human HSD17B7 (P56937)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 스테로이드 호르몬 대사 및 콜레스테롤 생합성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSD17B7 Rabbit pAb
비고/별칭	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	51478
유전자 ID	51478
면역원	사람 HSD17B7 (NP_057455.1)의 아미노산 110-200에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P56937
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백