


## Anti-Hsd17B8 폴리클론항체 For Wb, If/Icc, Elisa - Q92506

품목 번호: CM0017222



### 소개

인간 HSD17B8 (Q92506)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 지방산 합성 및 스테로이드 대사 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터           | 값                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | HSD17B8 Rabbit pAb                                                             |
| 비고/별칭          | KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dJ1033B10.9; HSD17B8 |
| 종              | 인간                                                                             |
| GeneID (Human) | 7923                                                                           |
| GeneID         | 7923                                                                           |
| 면역원            | 재조합 단백질                                                                        |
| 원천             | 토끼                                                                             |
| 카테고리           | 폴리클론 항체                                                                        |
| 응용 분야          | WB, IF/ICC, ELISA                                                              |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                                    |
| SWISS          | Q92506                                                                         |
| 단백질 분자량        | 27kDa                                                                          |
| 배송             | 아이스백                                                                           |