

Wb, If-P, Elisa용 항-Hsd3B1 다클론 항체 - P14060

품목 번호: CM0026048

소개

인간 HSD3B1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플의 내인성 HSD3B1을 검출합니다. 스테로이드 생성 및 안드로젠 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSD3B1 토끼 pAb
비고/별칭	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
종	인간
GeneID (인간)	3283
GeneID	3283
면역원	인간 HSD3B1 (NP_000853.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14060
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩