

Anti-Hsd3B2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P26439

품목 번호: CM0023541

소개

인간 HSD3B2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(WB), 면역형광법(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 HSD3B2를 검출합니다. 스테로이드 생성, 호르몬 생합성 및 내분비 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSD3B2 Rabbit pAb
별칭	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3284
면역원(Immunogen)	인간 HSD3B2 (NP_000189.1)의 아미노산 1-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross-Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
유니프로트 접근 번호(UniProt Accession)	P26439
분자량(Molecular Weight)	42kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)