


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Hsf1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q00613

품목 번호: CM0004834



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용으로 검증된 Rabbit anti-HSF1 monoclonal antibody. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. 열 충격 반응 및 전사 연구에 이상적입니다. SWISS: Q00613.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSF1 Rabbit mAb
비고/별칭	HSTF1; HSF1
종(Species)	Human (인간)
GeneID	3297
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 HSF1 (NP_005517.1)의 아미노산 429-530 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	Q00613
단백질 분자량(Protein Weight)	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)