


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hsf1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q00613

품목 번호: CM0019642



소개

인간 및 마우스에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 HSF1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 열 충격 반응의 핵심인 스트레스 유도성 전사 인자. 암, 스트레스 생물학 및 HIV 잠복기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSF1 Rabbit pAb
비고/별칭	HSF1
종	인간
GeneID (인간)	3297
GeneID	3297
면역원	인간 HSF1 (NP_005517.1)의 아미노산 367-529에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00613
단백질 분자량	52kDa/57kDa
배송	아이스백