


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hsf1 토끼 다클론 항체 - Q00613

품목 번호: CM0015415



소개

이 토끼 다클론 항체는 HSF1(HSTF1)을 표적으로 하며, 사람, 마우스, 쥐에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 스트레스 반응 및 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSF1 토끼 pAb
비고/별칭	HSTF1; HSF1
종	사람
유전자 ID	3297
면역원	사람 HSF1 (NP_005517.1)의 아미노산 350-529에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q00613
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩