


Wb, Elisa용 Anti-Hsl 토끼 다클론 항체 - Q05469

품목 번호: CM0020663



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 HSL 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드 HSL에 반응합니다. 호르몬 민감성 리파아제(HSL)는 중성지방과 콜레스테릴 에스터를 가수분해하여 지질 대사에서 핵심적인 역할을 합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSL 토끼 pAb
비고/별칭	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6
종	인간
유전자 ID (인간)	3991
면역원	인간 LIPE(NP_005348.2)의 아미노산 900-1000 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q05469
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스팩