

Anti-Hsl/Lipe 토끼 단클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q05469

품목 번호: CM0007105



소개

인간 HSL/LIPE에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차반응합니다. 지질 대사, 호르몬 민감성 리파아제 및 스테로이드 생성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	HSL/LIPE 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
종	인간
유전자 ID (인간)	3991
유전자 ID	3991
면역원	합성 펩타이드: 인간 HSL/LIPE (NP_005348.2)의 아미노산 901-1000 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q05469
단백질 분자량	117kDa
배송 방식	아이스 팩