

Wb 및 Elisa용 항-Hsp105/Hsph1 토끼 단클론 항체 - Q92598

품목 번호: CM0009943



소개

인간 열충격 단백질 105 kDa (HSP105/HSPH1)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스트레스 반응 및 단백질 접힘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSP105/HSPH1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
종	인간
GeneID (인간)	10808
GeneID	10808
면역원	인간 HSP105/HSPH1 (Q92598)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92598
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백