

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hsp105/Hsph1 토끼 다클론 항체 - Q92598

품목 번호: CM0030439



소개

인간 HSP105/HSPH1(HSP105A/B, NY-CO-25)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐에서 반응성을 보이며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 스트레스 반응 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSP105/HSPH1 토끼 pAb
비고/별칭	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
종	인간
유전자 ID (인간)	10808
유전자 ID	10808
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92598
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스백