


Wb용 Anti-Hsp27/Hspb1 단 모노클로날 항체 - P04792

품목 번호: CM0003964



소개

HSP27/HSPB1 (P04792)를 타겟팅하는 토끼 단일 클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 스트레스 반응, 샤페론 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSP27/HSPB1 Rabbit mAb
비고/별명	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3315
GeneID	3315
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일 클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P04792
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)