

Wb, Fc, Elisa용 항-Hsp40 토끼 단일클론 항체 - P25685

품목 번호: CM0004240



소개

인간 HSP40/DNAJB1을 표적으로 하는 고성능 토끼 단일클론 항체로, WB, 세포내 FC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 샤프론, 열충격 및 HSC70 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSP40 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; dnaJ 상동성 아과 B 구성원 1; HSP40
종	인간
유전자 ID (인간)	3337
유전자 ID	3337
면역원	인간 DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)의 아미노산 241-340 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC (세포내), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P25685
단백질 분자량	27kDa/38kDa
배송	아이스 팩