

Anti-Hsp47/Serpinh1 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P50454

품목 번호: CM0003359

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단클론 항-HSP47/SERPINH1 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응하며 진단 및 연구 응용 분야에서 세르핀 H1 콜라겐 사페론을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSP47/SERPINH1 토끼 mAb
비고/별칭	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
종	인간
유전자ID (인간)	871
유전자ID	871
면역원	합성 펩타이드 인간 HSP47/SERPINH1 (P50454)의 아미노산 319-418 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50454
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스 팩