


Anti-Hsp60/Hspd1 단일클론 항체 (토끼 Mab) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10809

품목 번호: CM0003113



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 고품질의 anti-HSP60/HSPD1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 및 밀에서 검증되었으며, 단백질 접힘 연구를 위해 미토콘드리아 샤페론인 HSP60 (61 kDa)을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSP60/HSPD1 Rabbit mAb
비고/별칭	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3329
GeneID	3329
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 밀(Human, Mouse, Rat, Wheat)
SWISS	P10809
단백질 크기	61kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)