


Wb용 항인간 Hsp60/Hsp61 토끼 다클론 항체 - P10809

품목 번호: CM0015405



소개

인간 HSP60/HSPD1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 샤페론 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSP60/HSPD1 토끼 pAb
비고/별칭	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
종	인간
유전자ID (인간)	3329
유전자ID	3329
면역원	인간 HSP60/HSPD1 (NP_002147.2)의 아미노산 27-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P10809
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스 팩