

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hsp70 단일클론 항체 - P0Dmv8 / P0Dmv9

품목 번호: CM0006886



소개

인간 HSP70 (HSPA1A/HSPA1B)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드, 밀, 옥수수과 반응합니다. 면역원: HSP70의 아미노산 500-600.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	HSP70 Rabbit mAb
비고/별칭	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
종	인간
GeneID	3303/3304
면역원	인간 HSP70의 아미노산 500-600 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질. (NP_005336.3).
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 밀, 옥수수
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
단백질 분자량	70 kDa
배송	아이스백