

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hsp70 토끼 단일클론 항체 - P0Dmv8 / P0Dmv9

품목 번호: CM0002761



소개

인간 HSP70 (HSPA1A/HSPA1B)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 샤페론 기능, 스트레스 반응 및 단백질 품질 조절 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSP70 Rabbit mAb
비고/별칭	HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3303/3304
GeneID	3303/3304
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 HSP70 (NP_005336.3)의 아미노산 500-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
단백질 분자량(Protein Weight)	70 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)