

Anti-Hsp70/Hspa1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

품목 번호: CM0014129



소개

사람 HSP70 (HSPA1A)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 스트레스 반응 및 단백질 접힘에 관여하는 주요 분자 샤페론을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSP70 Rabbit pAb
비고/별칭	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3303/3304
면역원	합성 펩타이드: 사람 HSP70/HSPA1 (NP_005336.3)의 아미노산 500-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
단백질 크기	70 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)