

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hsp90A 폴리클로널 항체 - P07900

품목 번호: CM0013987



소개

사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 폴리클로널 Hsp90α 항체입니다. 세포 주기 조절 및 신호 전달에 관여하는 분자 샤페론인 열 충격 단백질 HSP 90-α를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hsp90α Rabbit pAb
비고/별칭	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3320
GeneID	3320
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P07900
단백질 크기	85kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)